

Deflex

Protocollo Laboratori

- 1) Preparazione Modello
- 2) Mettere in articolatore
- 3) Modelli in articolatore sfilabili dalla base
- 4) Montare i denti
- 5) Eseguire delle ritenzioni meccaniche a " T" nei denti
- 6) Mandare in prova il montaggio dal Medico
- 7) Mandare il montaggio al Lab. Deflex staccate e isolate dal modello
- 8) NB: Per una corretta Progettazione e Risultanza della Protesi è auspicabile che i modelli siano la copia esatta dei tessuti orali e dei denti presenti in bocca al paziente. Fase che il Laboratorio Deflex non può controllare per ovi motivi.

Lab . ISODENT s.n.c.

